磁阻尼系数和动摩擦系数的测量

【实验目的】

- 1. 观察磁阳尼现象,掌握磁阳尼概念及用途。
- 2. 观察滑动摩擦现象,了解摩擦系数在工业中的应用。
- 3. 学会将非线性方程化成线性方程进行数据处理的方法。
- 4. 用作图法及最小二乘法求磁阻尼系数和动摩擦系数。

【实验原理】

1. 磁阳尼现象

当大块金属与磁场有相对运动或处在变化磁场中时,会产生电磁感应现象,在金属块内会激起感应电流,由楞次定律可以判定,感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因,因此金属块的运动要受到与运动方向相反的阻力一即感应电流受到的磁场安培力作用。感应电流产生的机械效应即为磁阻尼现象。

2. 磁阻尼系数和动摩擦系数的测定原理

磁性滑块在非铁磁质良导体斜面上匀速下滑时,滑块受的阻力除滑动摩擦力 $F_{\rm S}$ 外,还有磁阻尼力 $F_{\rm B}$ 。

$$W\sin\theta = Kv + \mu W\cos\theta \tag{1}$$

式(10-1)中 W 是滑块所受重力, θ 是斜面与水平面的倾角, μ 为滑块与斜面间的滑动摩擦系数。若将方程式(10-1)的两边同时除以 $W\cos\theta$,可得方程

$$\tan \theta = \frac{K}{W} \cdot \frac{v}{\cos \theta} + \mu \tag{2}$$

显然, $\tan\theta$ 和 $\frac{v}{\cos\theta}$ 成线性关系(y=ax+b)。作出 $\tan\theta$ - $\frac{v}{\cos\theta}$ 直线图,可得斜率 a 和截距 b

$$K=a W$$
 (3)

$$\mu = b$$
 (4)

【实验仪器】

FD-MF-B 磁阻尼和动摩擦系数实验仪如图 1 所示,




图 1 中 (1) 是智能计时器,它由 5V 直流电源和电子计时器组成; (2) 是铝质槽型斜面导轨,可通过调节支架的移动来调节斜面倾角 θ ,在铝质槽型斜面的反面 A、B 处各装 1 个霍尔开关作计时传感器,(3) 是磁性滑块,当磁性滑块滑过 A、B 两点时,计时器可测量滑块通过 A、B 两点的时间。

倾角 θ 的测量是通过用水平标尺读出 bc 的距离和 ab、ac 的已知尺寸由 θ = arcos $\frac{ab^2 + bc^2 - ac^2}{2ab \bullet bc}$

计算所得。通过倾角 θ, 即可求得 $tan\theta$ 和 $cos\theta$ 的值。由式 (2)、(3)、(4) 即可求得 K 和 μ。

【实验内容】

- 1. 调节水平调节螺钉,使磁性滑块从斜面导轨下滑时,滑块能保持直线下滑不与导轨侧面相碰。
- 2. 将磁性滑块和普通非磁性滑块分别从斜面导轨下滑,并改变斜面导轨倾角,观察磁阻尼现象和动摩擦力现象。
- 3. 观察磁性滑块从斜面导轨下滑时,智能计时器计时情况,只有 N 极面对霍耳开关时,计时器才能计时。
- 4. 调节斜面 bc 的距离在 75cm~90cm 之间,使导轨为某一倾角,磁性滑块 N 面向下从斜面导轨 5 个不同高度滑下,记录滑块通过 A、B 两点的时间。求取平均值。
- 5. 改变斜面 bc 的距离, 重复上述实验。

【实验数据】

表 1 为磁性滑块从斜面导轨不同倾角和不同高度下滑时的实验数据。

斜面倾角		滑块从不同高度滑下通过 A、B 两点的时间 t/S						
bc/m	<i>θ</i> /°	C1	C2	C3	C4	C5	\overline{t}	

已知: ab=0.4400m; ac=0.6300m; AB 两点间距离=0.2600m; 滑块质量 m=11.07×10⁻³ Kg

【数据处理】

1. 根据表 1 的数据的完成表 2。

序号	θ/°	\overline{t} /s	$\cos\theta$	<i>V</i> /(m/s)	$x=V/\cos\theta/(m/s)$	$y=\tan\theta$	x^2	xy
1								
2								
3								
4								
5								
平均值		_	_	_				

- 2. 作出 $\tan\theta \frac{v}{\cos\theta}$ 直线图,由此图求出斜率 a、截距 b。根据式(3)、(4)计算磁阻尼系数 K和 滑动摩擦系数 μ 。K 的单位为 kg/s。
- 3. 用最小二乘法进行数据处理,计算 y = ax + b 的斜率 a、截距 b,给出磁阻尼系数 K 和滑动摩擦

系数
$$\mu$$
。注: $a = \frac{\overline{x} \cdot \overline{y} - \overline{xy}}{\overline{x}^2 - \overline{x}^2}$, $b = \overline{y} - a\overline{x}$

【注意事项】

- 1. 每次下滑前按一下计时/保存键,计数器自动清零并等待计时,计时/保存可进行 10 次(0-9),满 10 次后必须进行复位后重新开始计时/保存。
- 2. 滑块接触导轨面的磁性为 N 极,计时传感器触发计时,若滑块反面接触导轨面则磁性为 S 极, 计时传感器不触发计时。
- 3. 由于滑动摩擦系数与接触表面有关,只能用柔软的纸擦拭实验导轨和实验滑块。

【思考题】

- 1. 磁阻尼系数的大小与哪些因素有关?
- 2. 引起实验误差的原因有哪些?在做实验的过程中,怎样才能尽量减少实验误差?